


Anti-Pde6Dポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - O43924

商品番号: CM0016962



前書き

CamelBioのPDE6Dポリクローナル抗体（ウサギpAb）は、ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。プレニル化タンパク質の輸送および繊毛へのターゲティングの研究に最適です。IVD原材料のワンストップ調達。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDE6DウサギpAb
備考/別名	PDED; JBTS22; PDE6D
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5147
遺伝子ID	5147
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPDE6D (NP_002592.1) のアミノ酸1-150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43924
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスパック