

抗Pde7Aポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - Q13946

商品番号: CM0016459



前書き

高親和性cAMP特異的ホスホジエステラーゼ7Aに対するウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWBおよびELISAアプリケーションでの性能が検証済みです。cAMPシグナル伝達や筋肉生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDE7A ウサギ pAb
別名	HCP1; PDE7; PDE7A
対象種	ヒト
ヒト遺伝子ID	5150
遺伝子ID	5150
免疫原	ヒトPDE7A（NP_002594.1）のアミノ酸345～456番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13946
タンパク質分子量	56kDa
輸送方法	保冷剤