


抗Pde8Aウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O60658

商品番号: CM0017232



前書き

ヒトPDE8Aを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が検証済み、マウス・ラットと交差反応性を示します。cAMPシグナル伝達および細胞死研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDE8A Rabbit pAb
別名	HsT19550, PDE8A
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5151
GeneID	5151
免疫原	ヒトPDE8A (NP_002596.1) のアミノ酸1-120番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O60658
タンパク質分子量	93kDa
輸送方法	保冷剤