


Ihc-P、Elisa用抗Pdgfaポリクローナル抗体 - P04085

商品番号: CM0021387



前書き

ヒトPDGFAに対するウサギポリクローナル抗体で、IHC-

PおよびELISAでの性能が確認済みです。マウスと交差反応性を示します。発生、細胞増殖、創傷治癒の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDGFA ウサギpAb
備考/別名	PDGF1; PDGF-A; PDGFA
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5154
GeneID	5154
免疫原	ヒトPDGFA (NP_002598.4) のアミノ酸21-110番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P04085
タンパク質分子量	24kDa
発送方法	氷袋