


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Pdgfbポリクローナル抗体 - P01127

商品番号: CM0016764



前書き

ヒトPDGFB（血小板由来増殖因子サブユニットB）を標的とするポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ラットと交差反応性あり。27

kDaのバンドを検出。細胞増殖、血管新生、発生生物学の研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PDGFB ウサギ pAb
備考/別名	SIS; SSV; IBGC5; PDGF2; c-sis; PDGF-2; PDGFB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5155
遺伝子ID	5155
免疫原	ヒトPDGFB (NP_002599.1) のアミノ酸140-241に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P01127
タンパク質分子量	27kDa
配送	保冷バッグ