

Wb、Elisa用 Anti-Pdgfc ポリクローナル抗体 - Q9Nra1

商品番号: CM0018205

前書き

ヒトPDGFCを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのPDGFCを検出します。PDGFCは、胚発生、血管新生、および創傷治癒に参与する増殖因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDGFC Rabbit pAb
備考/別名	SCDGF; FALLOTEIN; PDGFC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56034
遺伝子ID	56034
免疫原	ヒトPDGFC (NP_057289.1) のアミノ酸166-345に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRA1
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスバッグ