

WbおよびElisa用Anti-Pdgfd Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Gzp0

商品番号: CM0019720

前書き

ヒトPDGFD (IEGF, SCDGF-B)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタン
ブロットおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差
反応性があります。細胞増殖、血管新生、創傷治癒、
および腫瘍形成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDGFD Rabbit pAb
備考/別名	IEGF; SCDGFB; MSTP036; SCDGF-B; PDGFD
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	80310
遺伝子ID	80310
免疫原	ヒトPDGFD (NP_079484.1) のアミノ酸19-307以内の配列に対応する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9GZP0
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ