

Anti-Pdgfd ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Gzp0

商品番号: CM0013058

前書き

WBおよびELISAで検証済みのPDGFDウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPDGFDと反応します。細胞増殖、発生、創傷治癒の研究に最適です。Q9GZP0。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDGFD Rabbit pAb
備考/別名	IEGF; SCDGFB; MSTP036; SCDGF-B; PDGFD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	80310
GeneID	80310
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZP0
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスパック