

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Pdgfraモノクローナル抗体 - P16234

商品番号: CM0010439



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAでバリデーション済みのウサギモノクローナルPDGFRα抗体。ヒト、マウス、ラットのPDGFRα（CD140A）を認識します。組換え免疫原（24～528 aa）。がん研究および発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDGFRαウサギmAb
備考／別名	CD140A、PDGFR2、PDGFR-2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5156
GeneID	5156
免疫原	組換えタンパク質（ヒトPDGFRαの24～528 aa）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16234
タンパク質分子量	123 kDa
輸送	アイスバッグ