

## フローサイトメトリー用抗Pdgfra/Cd140A ウサギモノクローナル抗体 ( ) - P16234

商品番号: CM0009595



### 前書き

ヒトおよびマウスPDGFRα/CD140aを標的とする、共役組換えウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、受容体型チロシンキナーゼシグナル伝達および発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 製品名      | ウサギ抗ヒト/マウスPDGFRα/CD140a mAb                            |
| 備考/別名    | CD140A; PDGFR2; PDGFR-2                                |
| 種        | ヒト                                                     |
| GeneID   | 5156                                                   |
| 免疫原      | ヒトPDGFRα (NP_006197.1) のアミノ酸24～524に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源       | ウサギ                                                    |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                              |
| 適用       | FC (フローサイトメトリー)                                        |
| 交差反応性    | ヒト、マウス                                                 |
| SWISS    | P16234                                                 |
| タンパク質分子量 | 24kDa/82kDa/123kDa                                     |
| 発送方法     | 氷袋                                                     |