


Anti-Pdgfra/Pdgfr Alpha Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16234

商品番号: CM0019715



前書き

ヒトPDGFR

alpha (CD140a) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。受容体型チロシンキナーゼシグナル伝達、がん、および発生生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDGFR alpha Rabbit pAb
備考/別名	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; PDGFR alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5156
GeneID	5156
免疫原	組換えタンパク質、ヒトPDGFR alpha (NP_006197.1) のアミノ酸896-1059に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16234
タンパク質分子量	123kDa
配送	氷袋