


## Wb用抗Pdgfrbポリクローナル抗体 - P09619

商品番号: CM0017703



## 前書き

PDGFRB (P09619) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。IVDの研究および開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | PDGFRBウサギpAb                                                            |
| 備考／別名       | IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; PDGFRB |
| 生物種         | ヒト                                                                      |
| GeneID (ヒト) | 5159                                                                    |
| Gene ID     | 5159                                                                    |
| 免疫原         | ヒトPDGFRB (NP_002600.1) のアミノ酸900～1000に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。               |
| 由来          | ウサギ                                                                     |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                               |
| 用途          | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                                   |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                              |
| SWISS       | P09619                                                                  |
| タンパク質分子量    | 124 kDa                                                                 |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                                   |