


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Pdgfrb ラビットモノクローナル抗体 - P09619

商品番号: CM0002852



前書き

ヒトPDGFRB (CD140B)

を標的とするラビットモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。PDGFRBに対する高い特異性を持ち、ヒトおよびマウスと交差反応します。PDGFシグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDGFRB Rabbit mAb
備考/エイリアス	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; PDGFRB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5159
GeneID	5159
免疫原	合成ペプチド：ヒトPDGFRB (P09619) のアミノ酸1000-1106領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P09619
タンパク質分子量	124kDa
配送	氷袋