

抗Pdgfrlウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q15198

商品番号: CM0027660

前書き

PDGFRL（PDGRL/PRLTS）ウサギポリクローナル抗体は、腫瘍抑制因子であるヒトおよびマウスの血小板由来増殖因子受容体様タンパク質を検出します。WBおよびELISAに適しており、分子量は42 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDGFRL ウサギpAb
別名	PDGRL; PRLTS; PDGFRL
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5157
GeneID	5157
免疫原	ヒトPDGFRL（NP_006198.1）のアミノ酸15～205番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15198
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷剤