

Wb用抗Pdha1モノクローナル抗体 - P08559

商品番号: CM0004488



前書き

ヒトPDHA1に特異的なウサギモノクローナル抗体。
WBおよびELISAに適しています。マウスPDHA1と交差反応します。解糖系とTCAサイクルを結ぶ重要なミトコンドリア酵素を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDHA1 Rabbit mAb
備考/別名	PDHA; PDHAD; PHE1A; Elalpha; PDHCE1A; PDHA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5160
遺伝子ID	5160
免疫原	合成ペプチド ヒトPDHA1 (NP_000275.1) のアミノ酸248-348内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P08559
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ