

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Pdha1 ウサギ ポリクローナル抗体 - P08559

商品番号: CM0018799



前書き

ヒトPDHA1を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。ミトコンドリアピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体と代謝の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDHA1 ウサギ pAb
備考/別名	PDHA; PDHAD; PHE1A; Elalpha; PDHCE1A; PDHA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5160
GeneID	5160
免疫原	ヒトPDHA1 (NP_000275.1) のアミノ酸30-390に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08559
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷バッグ