

Anti-Pdha2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P35487

商品番号: CM0016013

前書き

PDHA2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF /ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。精巢内の43 kDaミトコンドリアタンパク質を検出し、ピルビン酸脱水素酵素複合体の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDHA2 Rabbit pAb
備考/別名	Pdhal; PDHA2
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	5161
遺伝子ID (マウス)	18598
免疫原	マウスPDHA2 (NP_032837.1) のアミノ酸230-391に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35487
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋