

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Pdhb ウサギ モノクローナル抗体 - P11177

商品番号: CM0009566



前書き

ヒトPDHBに対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。代謝研究およびアッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDHB ウサギ mAb
備考/別名	PDHBD; PHE1B; E1beta; PDHE1B; PDHE1-B; PDHB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5162
遺伝子ID	5162
免疫原	ヒトピルビン酸デヒドロゲナーゼE1ベータサブユニット (P11177) のアミノ酸260-359に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11177
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ