

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Pdia2 ポリクローナル抗体 - Q13087

商品番号: CM0015289

前書き

ヒトPDIA2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットの標的を検出します。小胞体シャペロンおよびエストロゲン結合機能の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDIA2 ウサギ pAb
備考/別名	PDI; PDA2; PDIP; PDIR; PDIA2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64714
GeneID	64714
免疫原	ヒトPDIA2 (NP_006840.2) のアミノ酸326-525に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13087
タンパク質分子量	58kDa
配送	保冷バッグ