

抗Pdia4ウサギポリクローナル抗体 - P13667

商品番号: CM0027516



前書き

ヒトPDIA4 (ERP70/ERP72)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。タンパク質ジスルフィドイソメラーゼおよび小胞体ストレス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDIA4ウサギpAb
備考/別名	ERP70; ERP72; ERp-72; PDIA4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9601
GeneID	9601
免疫原	ヒトPDIA4 (NP_004902.1) のアミノ酸200-300に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13667
タンパク質分子量	73kDa
発送	保冷バッグ