

## Wb、If/Icc、Elisa用 抗Pdia6 ウサギモノクローナル抗体 - Q15084

商品番号: CM0009676



## 前書き

ヒトPDIA6 (ERP5/P5)

を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。小胞体ストレス、未折りたんぱく質応答、血小板機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                            |
|----------|----------------------------------------------|
| 製品名      | PDIA6 ウサギmAb                                 |
| 備考/別名    | P5, ERP5, TXNDC7, PDIA6                      |
| 種        | ヒト                                           |
| 遺伝子ID    | 10130                                        |
| 免疫原      | ヒトPDIA6 (NP_005733.1) のアミノ酸1-100に相当する合成ペプチド。 |
| 由来       | ウサギ                                          |
| カテゴリ     | モノクローナル抗体                                    |
| アプリケーション | WB, IF/ICC, ELISA                            |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                   |
| SWISS    | Q15084                                       |
| タンパク質分子量 | 48kDa                                        |
| 発送       | 保冷バッグ                                        |