

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Pdia6 ウサギポリクローナル抗体 - Q15084

商品番号: CM0024829



前書き

ヒトPDIA6 (ERP5/P5)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。W B、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。血小板および小胞体ストレス研究に最適。約48 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDIA6 ウサギ pAb
備考/別名	P5, ERP5, TXNDC7, PDIA6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10130
免疫原	ヒトPDIA6 (NP_005733.1) のアミノ酸20-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15084
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷バッグ