

Wb、Elisa用 抗Pdk1/Pdhk1 ウサギモノクローナル抗体 - Q15118

商品番号: CM0004948



前書き

ヒトPDK1/PDHK1

(Q15118)に対する組換えウサギモノクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性
あり。グルコース代謝および低酸素シグナル伝達の研
究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDK1/PDHK1 ウサギmAb
備考/別名	PDK1; ビルビン酸脱水素酵素キナーゼ1; PDK1/PDHK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5163
GeneID	5163
免疫原	合成ペプチド ヒトPDK1/PDHK1 (Q15118)のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15118
タンパク質分子量	49kDa
発送	保冷剤