

Anti-Pdk1/Pdhk1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q15118

商品番号: CM0015701



前書き

ヒトPDK1/PDHK1（ピルビン酸脱水素酵素キナーゼ1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。グルコース代謝調節および低酸素応答の研究に最適です。分子量は約49 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDK1/PDHK1 ウサギ pAb
備考/別名	PDK1; PDK1/PDHK1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5163
遺伝子ID	5163
免疫原	合成ペプチド ヒトPDK1/PDHK1 (NP_002601.1) のアミノ酸337-436領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q15118
タンパク質分子量	49kDa
配送	アイスバッグ