

WbおよびElisa用抗Pdk1/Pdpk1ウサギポリクローナル抗体 - O15530

商品番号: CM0023024



前書き

PDK1/PDPK1に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。インスリンシグナル伝達、細胞増殖、細胞生存経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDK1/PDPK1ウサギpAb
備考/別名	PDK1, PDPK2, PDPK2P, PRO0461, PDK1/PDPK1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5170
免疫原	ヒトPDK1/PDPK1のアミノ酸409-556に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002604.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15530
タンパク質分子量	63kDa
輸送	保冷バッグ