

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Pdk2 ウサギモノクローナル抗体 - Q15119

商品番号: CM0012657



前書き

ヒトPDK2（ピルビン酸脱水素酵素キナーゼ2）を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで有効性が確認されており、マウスおよびラットとの交差反応性があります。代謝および糖尿病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDK2 ウサギ mAb
備考/別名	PDHK2; PDKII; PDK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5164
GeneID	5164
免疫原	ヒトPDK2 (Q15119) のアミノ酸308-407に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15119
タンパク質分子量	39kDa/46kDa
輸送	保冷バッグ