

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Pdk2 ウサギポリクローナル抗体 - Q15119

商品番号: CM0026357



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用として検証済みのAnti-PDK2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPDK2を検出します。グルコースおよび脂肪酸代謝調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDK2 Rabbit pAb
備考／別名	PDHK2; PDKII; PDK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5164
GeneID	5164
免疫原	ヒトPDK2 (NP_002602.2) のアミノ酸128-407に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15119
タンパク質分子量	46kDa
発送	保冷バッグ