

Wb、Elisa用 Anti-Pdk3 ポリクローナル抗体 - Q15120

商品番号: CM0030246



前書き

PDK3 ウサギ

pAbは、ヒト、マウス、ラットのPDK3を検出します。WBおよびELISAに適したこの抗体は、グルコース代謝調節に関与するミトコンドリアキナーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDK3 ウサギ pAb
備考/別名	CMTX6; GS1-358P8.4; PDK3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5165
GeneID	5165
免疫原	組換えタンパク質 ヒト PDK3 (NP_005382.1) のアミノ酸137-406に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15120
タンパク質分子量	47kDa
輸送	氷袋