

Wb、Elisa用抗Pdk3ポリクローナル抗体 - Q15120

商品番号: CM0018537



前書き

ヒトPDK3に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。ミトコンドリアピルビン酸デヒドロゲナーゼキナーゼアイソザイム3を標的とし、グルコース代謝および好気呼吸の調節因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDK3ウサギpAb
備考／別名	CMTX6; GS1-358P8.4; PDK3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5165
GeneID	5165
免疫原	組換えタンパク質。ヒトPDK3 (NP_005382.1) のアミノ酸137～406に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15120
タンパク質分子量	47 kDa
輸送	保冷バッグ