

抗Pdim1/Clp36ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - O00151

商品番号: CM0003161



前書き

ウサギモノクローナルPDLIM1/CLP36抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。細胞骨格アダプターの研究、応力線維の動態研究、細胞遊走研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDLIM1/CLP36 Rabbit mAb
備考/別名	CLIM1; CLP36; CLP-36; hCLIM1; HEL-S-112; PDLIM1/CLP36
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9124
GeneID	9124
免疫原	合成ペプチド；ヒトPDLIM1/CLP36 (O00151)のアミノ酸200～300番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O00151
タンパク質分子量	36kDa
輸送方法	氷袋