


Anti-Pdlim1/Clp36 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O00151

商品番号: CM0025434



前書き

ヒトPDLIM1/CLP36に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ストレスファクターの組織化に関与する36kDaの細胞骨格アダプタータンパク質を検出します。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDLIM1/CLP36 Rabbit pAb
備考/別名	CLIM1; CLP36; CLP-36; hCLIM1; HEL-S-112; PDLIM1/CLP36
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9124
遺伝子ID	9124
免疫原	ヒトPDLIM1/CLP36 (NP_066272.1) のアミノ酸1-329に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00151
タンパク質分子量	36kDa
配送	氷袋