


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Pdlim4 ポリクローナル抗体 - P50479

商品番号: CM0022657



前書き

PDLIM4 ウサギ pAb (P50479)

は、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISA用に検証済みのポリクローナル抗体です。SRC活性化を抑制し、アクチン細胞骨格の再編成を調節するPDZおよびLIMドメインタンパク質4を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDLIM4 ウサギ pAb
備考/別名	RIL; PDLIM4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8572
GeneID	8572
免疫原	ヒトPDLIM4 (NP_003678.2) のアミノ酸80-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50479
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷バッグ