

WbおよびElisa用 抗Pdlim5 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Hc4

商品番号: CM0030173



前書き

ヒトPDLIM5を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。マウス、ラットとの交差反応性があります。心臓発生、心筋症、神経精神疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PDLIM5 ウサギ pAb
備考/別名	L9; ENH; LIM; ENH1; PDLIM5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10611
GeneID	10611
免疫原	ヒトPDLIM5 (NP_006448.4) のアミノ酸317-596に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96HC4
タンパク質分子量	64kDa
輸送	保冷バッグ