

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Pdlim5 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Hc4

商品番号: CM0019234



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのウサギポリクローナルPDLIM5抗体。ヒトに反応。PDLIM5は心筋ZディスクでPKCを足場構築し、樹状突起スパインを形成。双極性障害、統合失調症に関与。心臓および神経科学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDLIM5 ウサギ pAb
備考/別名	L9; ENH; LIM; ENH1; PDLIM5
種	ヒト
遺伝子ID	10611
免疫原	合成ペプチド ヒトPDLIM5 (NP_006448.5) のアミノ酸300-400に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96HC4
タンパク質分子量	64kDa
輸送	氷袋