

Anti-Pdp1 ポリクローナル抗体（Wb用） - Q9P0J1

商品番号: CM0015703

前書き

ヒトPDP1（ミトコンドリアピルビン酸脱水素酵素ホスファターゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適用可能；ヒト、マウス、ラットと交差反応します。予測分子量61 kDa。代謝およびミトコンドリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDP1 Rabbit pAb
備考/別名	PDH; PDP; PDPC; PPM2A; PPM2C; PDP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54704
GeneID	54704
免疫原	ヒトPDP1 (NP_060914.2) のアミノ酸72-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P0J1
タンパク質分子量	61kDa
配送	氷袋