

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Pdp2 ポリクローナル抗体 - Q9P2J9

商品番号: CM0024591

前書き

ヒトPDP2に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ミトコンドリアピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体の調節および免疫代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDP2 ウサギ pAb
備考/別名	PPM2B, PDPC 2, PPM2C2, PDP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57546
GeneID	57546
免疫原	ヒトPDP2 (NP_065837.1) のアミノ酸67-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9P2J9
タンパク質分子量	60kDa
輸送	保冷バッグ