

WbおよびElisa用 Anti-Pdx1 ポリクローナル抗体 - P52945

商品番号: CM0014294



前書き

ウサギ抗PDX1ポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスPDX1（31 kDa）を認識。糖尿病および膵臓発生研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDX1 ウサギ pAb
備考/別名	GSF, IPF1, IUF1, IDX-1, MODY4, PDX-1, STF-1, PAGEN1, PDX1
種	ヒト
遺伝子ID	3651
免疫原	ヒトPDX1（NP_000200.1）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P52945
タンパク質分子量	31kDa
発送	氷袋