

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Pdxdc1ポリクローナル抗体 - Q6P996

商品番号: CM0019876

前書き

ピリドキサル依存性脱炭酸酵素であるヒトPDXDC1を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。87 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDXDC1 ウサギpAb
備考／別名	LP8165 ; PDXDC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23042
GeneID	23042
免疫原	ヒトPDXDC1 (NP_055842.2) のアミノ酸489～788に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6P996
タンパク質分子量	87 kDa
配送	保冷バッグ