


Wb、If/Icc、Elisa用抗Pdxkポリクローナル抗体 - O00764

商品番号: CM0029155



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質ウサギ由来ポリクローナル抗PDXK抗体。ヒト、マウス、ラットのPDXKを検出します。ビタミンB6代謝、キナーゼ活性、神経障害研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDXK ウサギ pAb
備考/別名	PKH; PNK; HMSN6C; PRED79; C21orf97; HEL-S-1a; C21orf124; PDXK
種	ヒト
遺伝子ID	8566 (ヒト)
免疫原	ヒトPDXK (NP_003672.1) のアミノ酸1-312に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00764
タンパク質分子量	35kDa
発送方法	保冷剤