

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Pdxp ウサギ ポリクローナル抗体 - Q96Gd0

商品番号: CM0020146



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用 PDXP (Chronophin) に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPDXP (32 kDa)を検出します。ビタミンB6代謝、コフィリンシグナリング、および神経発生の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDXP ウサギ pAb
備考/別名	CIN; PLP; dJ37E16.5; PDXP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57026
遺伝子ID	57026
免疫原	合成ペプチド ヒトPDXP (NP_064711.1) のアミノ酸200からC末端に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96GD0
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷バッグ