

Wb、Elisa用 抗Pdzk1 ウサギポリクローナル抗体 - Q5T2W1

商品番号: CM0025579



前書き

ヒトPDZK1（NHERF3/CAP70）足場タンパク質に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み、マウスとの交差反応性あり。上皮イオン輸送と膜タンパク質調節の研究に最適。CamelBio提供。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDZK1 ウサギ pAb
備考/別名	CAP70; CLAMP; PDZD1; NHERF3; NHERF-3; PDZK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5174
GeneID	5174
免疫原	ヒトPDZK1（NP_001188254.1）のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q5T2W1
タンパク質分子量	57kDa
輸送	保冷バッグ