


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用Anti-Pebp1ポリクローナル抗体 - P30086

商品番号: CM0016704



前書き

WB、IF/ICC、IP、ELISA用Anti-PEBP1ウサギポリクローナル抗体。ヒトPEBP1 (RKIP)

を標的とし、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。キナシニングナル伝達およびCNS研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEBP1 Rabbit pAb
備考/別名	PBP; HCNP; PEBP; RKIP; HCNPpp; PEBP-1; HEL-210; HEL-S-34; HEL-S-96; PEBP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5037
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPEBP1 (NP_002558.1) のアミノ酸1-187に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30086
タンパク質分子量	21kDa
配送	アイスバッグ