


抗Pebp1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P30086

商品番号: CM0002649



前書き

ヒトPEBP1（RKIP/HCNP）に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットと交差反応性あり。MAPKシグナル伝達および神経生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEBP1ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	PBP; HCNP; PEBP; RKIP; HCNPPp; PEBP-1; HEL-210; HEL-S-34; HEL-S-96; PEBP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5037
遺伝子ID	5037
免疫原	合成ペプチド - ヒトPEBP1（P30086）のアミノ酸1-100番目の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30086
タンパク質重量	21kDa
配送	アイスバッグ