

WbおよびElisa用抗Pebp4ポリクローナル抗体 - Q96S96

商品番号: CM0016739

前書き

ヒトPEBP4（CORK1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスとの交差反応性があります。PI3K-AKTシグナル伝達および分泌タンパク質研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PEBP4 ウサギpAb
別名	CORK1; CORK-1; PEBP-4; hPEBP4; PRO4408; GWTM1933; HEL-S-300; PEBP4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	157310
GeneID	157310
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q96S96
タンパク質分子量	26kDa
配送方法	保冷剤