

## 抗Pebp4ウサギポリクローナル抗体 - Q9D9G2

商品番号: CM0021977

### 前書き

PEBP4（ホスファチジルエタノールアミン結合タンパク質4）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。PI3K-AKTシグナル伝達経路の研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名        | PEBP4 ウサギ pAb                                       |
| 別名         | PEBP-4; PEBP4                                       |
| 種          | マウス                                                 |
| 遺伝子ID (ヒト) | 157310                                              |
| 遺伝子ID      | 73523                                               |
| 免疫原        | マウスPEBP4 (NP_082836.2) のアミノ酸90～242番の配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                           |
| 用途         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                            |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS      | Q9D9G2                                              |
| タンパク質分子量   | 27kDa                                               |
| 発送方法       | 保冷剤                                                 |