


Wb、If/Icc、Elisa用抗Pedf/Serpinf1ポリクローナル抗体 - P36955

商品番号: CM0019882



前書き

ヒトPEDF/SERPINF1（P36955）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスと交差反応性を示します。血管新生および神経栄養研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEDF/SERPINF1 ウサギpAb
備考/別名	OI6; OI12; PEDF; EPC-1; PIG35
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5176
遺伝子ID	5176
免疫原	ヒトPEDF/SERPINF1 (NP_002606.3) のアミノ酸141-240領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P36955
タンパク質分子量	46kDa
発送	保冷剤