


## Wb、Elisa用 抗Pedf/Serpinf1 ウサギモノクローナル抗体 - P36955

商品番号: CM0004328



### 前書き

ヒトPEDF/SERPINF1 (P36955)  
を標的とした高品質なウサギモノクローナル抗体で、  
WBおよびELISAで検証済みです。分子量46kDaのPE  
DFをヒト、マウス、ラットのサンプルで検出します。  
神経生物学および血管新生IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名        | PEDF/SERPINF1 ウサギ mAb                                   |
| 備考/別名      | OI6; OI12; PEDF; EPC-1; PIG35; PEDF/SERPINF1            |
| 種特異性       | ヒト                                                      |
| 遺伝子ID (ヒト) | 5176                                                    |
| 遺伝子ID      | 5176                                                    |
| 免疫原        | 合成ペプチド: ヒトPEDF/SERPINF1 (P36955) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。 |
| 由来         | ウサギ                                                     |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                               |
| 適用         | WB, ELISA                                               |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                              |
| SWISS      | P36955                                                  |
| タンパク質分子量   | 46kDa                                                   |
| 発送         | 保冷バッグ                                                   |