


Anti-Pef1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb - Q9Ubv8

商品番号: CM0002862



前書き

WBおよびELISA用に検証された組換えウサギ抗PEF1モノクローナル抗体。ヒト、マウス、およびラットのPEF1と反応します。小胞体-ゴルジ体輸送およびカルシウムシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEF1 Rabbit mAb
備考/別名	ABP32; PEF1A; PEF1
種	ヒト
GeneID	553115
免疫原	ヒト PEF1 (Q9UBV8) のアミノ酸50-150内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBV8
タンパク質分子量	30kDa
配送	アイスバッグ