

抗Peg10ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - Q86Tg7

商品番号: CM0026804



前書き

胎盤形成やがんの進行に関与するレトロトランスポゾン由来タンパク質、ヒトPEG10を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEG10 ウサギpAb
備考/別名	EDR, HB-1, Mar2, RTL2, MEF3L, Mart2, RGAG3, SIRH1, PEG10
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23089
遺伝子ID	23089
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86TG7
タンパク質重量	80kDa
配送	アイスパック