

Wb、Elisa用抗Peli3ポリクローナル抗体 - Q8N2H9

商品番号: CM0027323

前書き

ヒトPELI3を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット(WB)およびELISAアプリケーションに適しています。PELI3は自然免疫およびTLR/IL-1シグナル伝達経路に関与するE3ユビキチンリガーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PELI3 Rabbit pAb
別名	PELI3
対象種	ヒト
GeneID	246330
免疫原	ヒトPELI3 (NP_659502.2) のアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N2H9
タンパク質分子量	51kDa
輸送方法	保冷剤